


VAKUUMPUMPE IM KOFFER BESTANDTEILE UND ZUORDNUNG

FLUID-ENTNAHME-SET IM KOFFER (HKFES-PRPK)



Position	Anzahl	Produktname	Artikelnummer
1	1	Probenschlauch für Vakuumpumpe	HKVAKPS06-1-2000-K
2	1	Vakuumpumpe mit Adapter	HKVAK-PUMPE-MET
3	1	Adapter für 100ml	–
4	1	Adapter für 250ml	–
5	1	Schlauchschneider für Probenschlauch	KR-SCHNEIDER
6	1	Probengefäß aus Glas 250ml mit Deckel	HKPROBEF-GL250D
7	1	Probengefäß aus Glas 100ml mit Deckel	HKPROBEF-GL100D
8	–	Öl-Analyse-Set (nicht im Lieferumfang enthalten)	OELANALYE SET 3 kann separat erworben werden Dazu den QR-Code scannen und auf der Website bestellen



HANSA-FLEX empfiehlt das Öl-Analyse-Set 3 für Bio-Öl und Mineralöl zu verwenden. Mit dieser Analyse erhalten Sie eine zusätzliche Bewertung nach KF-Wasser (Karl-Fischer Titration) absoluter Wassergehalt im Öl. Über die AN/NZ (Neutralisationszahl) wird die Säurebestimmung im Öl ermittelt. Außerdem kann über die Dichte-Temperatur Bestimmung eine Vermischung zwischen verschiedenen Ölen nachgewiesen werden.

Alle gelisteten Bestandteile des Fluid-Entnahme-Sets
finden Sie in unserem Shop www.shop.hansa-flex.de

Direkt zum
Produkt

